

Title:	STX Versions of Heraeus			ID:
				0227
Date in:	Response:	Model:	Author:	
2003-02-18	2003-02-18	Cytomat 6003 / STX200	CMA	

Q:

Es besteht weiteres Interesse an Ihren MTP-Lagersystemen.
Bitte senden Sie uns Angebote über Ihre Produkte STOREX-40 und Heraeus Cytomat 6003.

A:

Das Lagersystem ist das "MPH", und der STX200-DCSA entspricht der Trockenausführung des 6003, während der STX200-HCSA der Feuchtausführung entspricht. Die Systeme sind bezüglich

- Kapazität: 220/198 statt 189MTP
- Geschwindigkeit <18s statt <35s
- Klima ~90%RH statt ~80%RH bzw. ~3%RH statt ~8%RH

den 6003ern überlegen. Die Softwarekompatibilität ist gewährleistet.
Übrigens gibt es alle Geräte auch in der WideRange (HR) Ausführung (04..70°C) und/oder als BenchTops.