

Title:	Cassette Types - Look-up Table			ID:
				0339
Date in:	Response:	Model:	Author:	
2017-01-27	2017-01-27	STX220	C <i>Ma</i>	

Q:

Wir haben eine custom cassette für Liconic STX 220 in haus., Du hast an A. geschrieben das die pitch ist 30mm nur für 505 Series Kassetten, wie weiß ich, welche Series habe ich?

Ich brauche die information auf DM245 zu schreiben für custom kassetten.

A1:

I have found the solution, it works with Pitch 30mm

A2:

505 is the usable height-space im mm. The 220s have 10 505-cassettes. The cassette look-up table only hold pitch / number of levels.