

Title:	Flush Front vs. Flush Back			ID:
				0370
Date in:	Response:	Model:	Author:	
2014-04-17	2014-04-17	STX44	C <i>Ma</i>	

Q:

Was ist der Unterschied zwischen Flush Front und Flush Back beim STX44-xxBT?

A:

Bezieht sich auf die Ausrichtung des Gehäuseoberteils zur Benutzertüre. Normalerweise nimmt man Flush-Front ("schöner"). Flush-Back nimmt man, falls das Gerät mit dem Rücken an eine Wand (z.B. Abzugskammer) gestellt wird.

Q:

What is the difference between Flush Front and Flush Back on a STX44-xxBT?

A:

Refers to the alignment of the upper housing to the user door. It is usually assumed Flush-front. Flush-back is chosen if the device is placed with its back against a wall (e.g. climate chamber).