

<b>Title:</b>	<b>Disinfection Autoclavation</b>			<b>ID:</b>
				0087
<b>Date in:</b>	<b>Response:</b>	<b>Model:</b>	<b>Author:</b>	
2006-01-27	2006-01-27	STR240	CMa	

## Q:

Wie kann man einen StoreX STR240 am besten dekontaminieren?  
Kann man die tower herausnehmen und dann autoklavieren?  
Kann man den Innenraum mit 70% Ethanol / Isopropanol aussprühen?

## A:

The STR Sackers are all stainless. There should be no problem. However, since autoclavation processes may vary we recommend to try a single stacker for a couple of cycles.

The ethanol should be fine.